

Unite BP

Pacco batterie di ricambio agli ioni di litio per Unite TP, RP, RP-T



Descrizione

Questo pacco batterie ricaricabili agli ioni di litio* è compatibile con i trasmittitori Bodypack Unite TP e i ricevitori Bodypack Unite RP/RP-T.

La batteria integra funzioni di protezione, tra cui:

- protezione contro sovraccarica;
- protezione contro sovrascarica;
- protezione contro sovracorrente;
- protezione contro i cortocircuiti.

La sostituzione deve essere eseguita esclusivamente da personale dell'assistenza autorizzato. Si rinvia al manuale di assistenza tecnica, sezione "Sostituzione del pacco batterie di un dispositivo tascabile Unite".

Le batterie sono vendute in confezioni da sei.

* Per conoscere la durata di funzionamento della batteria, fare riferimento alle schede tecniche dei dispositivi Bodypack.

Certificazione

Regione	Certificazione
Europa	CE

Le certificazioni per altre regioni sono disponibili su richiesta.

Caratteristiche

Meccaniche	
Dimensioni	35,5 x 52,2 x 12 mm
Lunghezza del filo	45 ± 2 mm 51 ± 2 mm con connettore
Dimensioni della confezione (da 6)	120 x 60 x 70 mm
Peso	40,8 g
Peso nella confezione (da 6)	270 g
Batteria	
Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità	2,200 mAh / 7.92 Wh
Tensione di uscita	3.6 V
Durata di funzionamento	Vedere le schede tecniche dei dispositivi Bodypack
Tempo di carica	0-100% ~ 4 ore 0-80% ~ 2 ore
Temperatura di ricarica	Da 0 a +35 °C / Da 32 a +95 °F
Temperatura di esercizio	Da -10 a +40 °C / Da +14 a +104°F
Temperatura di conservazione	Da -20 a +50 °C / Da -20 a +122°F
Umidità	Dallo 0 al 90%

Sede centrale in Belgio

+32 51 30 30 45
conference@televic.com
<https://www.televic.com/en/conference>

Asia

+86 21 61 48 01 23
conference@televic.com
www.televic-conference.com.cn

Francia

+33 3 74 09 52 76
conference-france@televic.com
www.televic-conference.fr

Stati Uniti

+1 916 920 0901
conference-us@televic.com

Tutte le informazioni sono soggette a copyright di Televic Conference, 2025. Televic si riserva il diritto di modificare il presente documento senza preavviso.

Versione 1.0